


Kaninchen Anti-Human/Affe Cd86 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P42081

Artikelnummer: CM0010361



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper spezifisch für humanes und Cynomolgus-CD86 (B7-2), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Erforschung der T-Zell-Aktivierung und Kostimulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD86 mAb
Bemerkungen/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Spezies	Human
GeneID (Human)	942
GeneID	942
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-241 von humanem CD86 (NP_787058.5) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	P42081
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel