


Kaninchen Anti-Human/Affe Cd8A Mab - P01732

Artikelnummer: CM0012652



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes/affines CD8a, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die T-Zell-Subgruppenanalyse und Immunphänotypisierung in der translationalen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD8a mAb
Bemerkungen/Alias	CD8A; CD8; Leu2; MAL; p32; CD8a-Molekül
Spezies	Human
Gen-ID	925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-182 des humanen CD8A (NP_001759.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P01732
Protein-Gewicht	21kDa/25kDa/30kDa
Versand	Eisbeutel