


Kaninchen Anti-Human/Affe Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01732

Artikelnummer: CM0012388



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes und Cynomolgus-CD8a, geeignet für Durchflusszytometrie. Erkennt den an MHC-Klasse-I-vermittelten Immunreaktionen beteiligten T-Zell-Korezeptor. SWISS: P01732.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe CD8a mAk
Bemerkungen/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	925
Gen-ID	925
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 22-182 von humanem CD8A (NP_001759.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	P01732
Proteingewicht	21kDa/25kDa/30kDa
Versand	Eisbeutel