


Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Gegen Humanes/Affen-Cd8A Für Durchflusszytometrie - P01732

Artikelnummer: CM0008022



Einführung

-konjugierter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes/Affen-CD8a, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Identifizierung von CD8+-T-Zellen und zytotoxischen Lymphozyten in Immunprofilierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch/Affe CD8a mAk
Bemerkungen/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	925
GenID	925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-182 von menschlichem CD8A (NP_001759.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Kynolongusaffe
SWISS	P01732
Proteingewicht	21kDa/25kDa/30kDa
Versand	Eisbeutel