


Kaninchen-Anti-Humaner/-Affen-Hla-Dr-Mab Für Fc - P01903

Artikelnummer: CM0011462



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen HLA-DRA (MHC-II-DR-Alpha-Kette) zur Durchflusszytometrieanalyse von Immunzellen des Menschen und des Javaneraffen. Ideal für die Immunphänotypisierung und die Erforschung von Immunreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner/-Affen-HLA-DR-mAb
Bemerkungen/Alias	HLA-DRA1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3122
GeneID	3122
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen HLA-DRA.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P01903
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel