


Kaninchen-Anti-Mensch/Affe Hla-Dr Mab Für Fc - P01903

Artikelnummer: CM0010751



Einführung

ABflo 594-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliche und cynomolgus HLA-DR alpha-Kette, validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zur MHCII-Antigenpräsentation und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch/Affe HLA-DR mAb
Bemerkungen/Alias	HLA-DRA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3122
GenID	3122
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen HLA-DRA
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01903
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel