

Kaninchen Anti-Mensch/Affe Hla-Dr Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01903

Artikelnummer: CM0009214



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen die menschliche und cynomolgus HLA-DR-Alpha-Kette gerichtet ist. Entwickelt für die Durchflusszytometrie, ermöglicht die Identifizierung von MHCII-exprimierenden antigenpräsentierenden Zellen in der Immunprofilierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human/Monkey HLA-DR mAb
Bemerkungen/Alias	HLA-DRA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3122
Immunogen	Rekombinantes Protein des menschlichen HLA-DRA.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01903
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel