

Kaninchen Anti-Mensch/Affe Hla-Dr Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01903

Artikelnummer: CM0012592



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliche/affen HLA-DR alpha-Kette. Validiert für die Durchflusszytometrie; ideal für die Erforschung der MHC-Klasse-II-Antigenpräsentation in der Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human/Monkey HLA-DR mAb
Bemerkungen/Alias	HLA-DRA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3122
Gen-ID	3122
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem HLA-DRA
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01903
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel