


Kaninchen Anti-Mensch/Affe IgD Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01880

Artikelnummer: CM0005628



Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-Mensch/Affe IgD monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Validiert für Mensch und Rhesus. Geeignet für die Immunphänotypisierung von B-Zellen und die Untersuchung IgD-vermittelter Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch/Affe IgD mAk
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3495
GenID	3495
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 99-384 von menschlichem IgD enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Rhesus
SWISS	P01880
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel