


Kaninchen Anti-Mensch/Affe IgD Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01880

Artikelnummer: CM0012776



Einführung

Kaninchen anti-Mensch/Affe IgD monoklonaler Antikörper validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt die konstante Region von humanem und cynomolgus IgD. Ideal für Studien zu B-Zell-Rezeptoren und die Forschung zur humoralen Immunität. 47 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch/Affe IgD mAk
Bemerkungen/Alias	IGHD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3495
GenID	3495
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 99-384 von humanem IgD enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01880
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel