

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Humanes/Affen-IgD Für Die Durchflusszytometrie - P01880

Artikelnummer: CM0009656



Einführung

monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes/Affen-IgD für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes und Cynomolgus-IgD. Geeignet für Untersuchungen des B-Zell-Rezeptors, die Immunglobulinforschung und immunologische Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes/Affen-IgD
Bemerkungen/Alias	IGHD
Art	Mensch
Gen-ID	3495
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 99-384 des humanen IgD enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01880
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku