


Kaninchen Anti-Human/Affe IgD Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01880

Artikelnummer: CM0006250



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die konstante schwere Delta-Kette des Immunglobulins (IgD) von Mensch/Affe für die Durchflusszytometrie. Validiert für humane und Rhesus-Proben, mit einem Proteingewicht von 42 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe IgD mAb
Spezies	Human
GeneID (Human)	3495
GeneID	3495
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 99-384 des humanen IgD enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Rhesus
SWISS	P01880
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku