

Kaninchen Anti-Human/Affe IgG Mab - Aaq57561.1

Artikelnummer: CM0008768

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen die schwere Kette von humanem und Affen-IgG gerichtet ist. Entwickelt für Anwendungen der intrazellulären Durchflusszytometrie (FC intra). Zeigt Kreuzreaktivität mit humanem und Cynomolgus-Affen-IgG.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe IgG mAb
Spezies	Affe
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 98-322 von Affen-IgG (AAQ57561.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
Versand	Eisbeutel