

Kaninchen Anti-Human/Affe IgM Mab - P01871-1

Artikelnummer: CM0007850

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der die konstante Region der schweren Kette von humanem/affem IgM (P01871-1) zielt. Validiert für IF/ICC und Durchflusszytometrie. Ideal für B-Zell- und Immunglobulin-Forschung in der Entwicklung von diagnostischen Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe IgM mAb
Bemerkungen/Alias	IGHM; AGM1; MU; VH; Immunglobulin schwer konstant mu
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3507
GenID	3507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das Aminosäuren 218-453 von humanem IgM (P01871) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P01871-1
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel