

Kaninchen Anti-Human/Affe IgM Mab - P01871-1

Artikelnummer: CM0004538

Einführung

-konjugierter rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die konstante Region der schweren Kette von humanem und Cynomolgus-IgM. Geeignet für Immunfluoreszenz (IF/ICC, IF-P) und Durchflusszytometrie-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe IgM mAb
Anmerkungen/Alias	IGHM; AGM1; MU; VH; Immunglobulin schwere konstante Kette mu
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3507
Gen-ID	3507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 218-453 von humanem IgM (P01871) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, FC
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	P01871-1
Proteingewicht	49kDa/51kDa
Versand	Kühlakku