


Kaninchen Anti-Human/Affen Igm Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01871

Artikelnummer: CM0009051



Einführung

-konjugierter, kaninischer monoklonaler Antikörper, spezifisch für die konstante Region von humanem IgM, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Kreuzreagiert mit Javaneraffen, ideal für die B-Zell-Immunphänotypisierung und Studien zur humoralen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affen IgM mAb
Bemerkungen/Alias	MU; VH; AGM1
Spezies	Mensch
Gen-ID	3507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 218-453 von humanem IgM (P01871) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P01871
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel