


Kaninchen Anti-Human/Affe IgM Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01871

Artikelnummer: CM0012281



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der die konstante Region der schweren Kette von humanem/affen IgM (P01871) zielt, entwickelt für die Durchflusszytometrie. Ideal für die B-Zell- und humoralimmunitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe IgM mAk
Bemerkungen/Alias	MU; VH; AGM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3507
GenID	3507
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 218-453 von humanem IgM (P01871) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P01871
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel