

Kaninchen Anti-Human/Affen IgM Monoklonaler Antikörper Für If/Icc & Fc - P01871-1

Artikelnummer: CM0011097

Einführung

Hochreiner kaninischer monoklonaler Antikörper gegen humanes/Javaneraffen-IgM, konjugiert mit , validiert für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Erkennt die konstante Region von sekretiertem IgM (SWISS: P01871-1). Ideal für die Erforschung der humoralen Immunität und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affen IgM mAb
Bemerkungen/Alias	IGHM; AGM1; MU; VH; Immunglobulin-Schwere-Konstante mu
Spezies	Mensch
GeneID	3507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 218-453 von humanem IgM (P01871) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P01871-1
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eistasche