

Kaninchen-Anti-Humaner/-Affenartiger Ki67-Mak - P46013

Artikelnummer: CM0012228



Einführung

monoklonaler Kaninchen-anti-humaner/-affenartiger Ki67-Antikörper für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt den menschlichen Proliferationsmarker Ki67 und kreuzreagiert mit Cynomolgusaffen. Ideal für die Zellzyklus- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner/-affenartiger Ki67-mAk
Bemerkungen/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Art	Mensch
GeneID	4288
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2271-2370 des menschlichen Ki67 (NP_002408.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P46013
Proteingewicht	319 kDa/359 kDa
Versand	Kühlakku