

Kaninchen Anti-Human/Affe Ki67 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P46013

Artikelnummer: CM0010317



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes und Affen-Ki67 (P46013). Entwickelt für die intrazelluläre Durchflusszytometrie, ermöglicht er den direkten Nachweis proliferierender Zellen in Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe Ki67 mAb
Anmerkungen/Alias	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4288
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2271-2370 des humanen Ki67 (NP_002408.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (intrazellulär) (FC (intra))
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	P46013
Proteingewicht	319kDa/359kDa
Versand	Eisbeutel