

Kaninchen Anti-Human/Affe Ki67 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P46013

Artikelnummer: CM0011365



Einführung

Fluorophor-konjugierter monoklonaler Antikörper gegen humanes Ki67, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Kreuzreaktiv mit Javaneraffen (Cynomolgus). Geeignet für Proliferations- und Zellzyklusstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe Ki67 mAb
Anmerkungen/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4288
Gen-ID	4288
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2271-2370 von humanem Ki67 entspricht (NP_002408.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe (Cynomolgus)
SWISS	P46013
Proteingewicht	319 kDa / 359 kDa
Versand	Eisbeutel