

Rabbit Anti-Human/Monkey Ki67 Monoclonal Antibody Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P46013

Artikelnummer: CM0011146



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der menschliches und affiges Ki67 erkennt, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie zur Messung der Zellproliferation in der Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human/Monkey Ki67 mAb
Bemerkungen/Alias	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4288
Gen-ID	4288
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2271-2370 von menschlichem Ki67 (NP_002408.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P46013
Protein-Molekulargewicht	319kDa/359kDa
Versand	Eisbeutel