

Kaninchen Anti-Human/Affe Ki67 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P46013

Artikelnummer: CM0004283

Einführung

-konjugierter Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen Ki67, einen Proliferationsmarker. Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie in humanen und Cynomolgus-Proben. Ideal für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Affe Ki67 mAb
Bemerkungen/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Spezies	Human
GeneID (Human)	4288
GeneID	4288
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2271-2370 von humanem Ki67 (NP_002408.3) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	P46013
Proteingewicht	319kDa/359kDa
Versand	Eisbeutel