

Kaninchen Anti-Mensch/Maus Cd276/B7-H3 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q5Zpr3-2

Artikelnummer: CM0011499

Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-Mensch/Maus CD276 (B7-H3) monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt Isoform 2 des immunstimulatorischen Moleküls; vorhergesagte Molekularmasse ~34 kDa, nachgewiesen bei 33/52/57 kDa. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch/Maus CD276/B7-H3 mAk
Bemerkungen/Alias	CD276; 4Ig-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; CD276-Antigen
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	80381
GeneID	80381
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-245 von menschlichem CD276/B7-H3 (NP_079516.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5ZPR3-2
Proteinmasse	33 kDa/52 kDa/57 kDa
Versand	Eispackung