

Abflo 647 Kaninchen Anti-Human/Maus Cd276/B7-H3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q5Zpr3-2

Artikelnummer: CM0011368

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen CD276 (B7-H3), konjugiert mit ABflo 647, validiert für Durchflusszytometrie an humanen und murinen Proben. Basierend auf rekombinantem Immunogen. UniProt Q5ZPR3-2. Ideal für die Immuno-Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Maus CD276/B7-H3 mAk
Bemerkungen/Alias	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80381
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entspricht den Aminosäuren 29-245 von humanem CD276 (NP_079516.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5ZPR3-2
Proteingewicht	33kDa/52kDa/57kDa
Versand	Eisbeutel