

Kaninchen Anti-Mensch/Maus Cd276/B7-H3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q5Zpr3-2

Artikelnummer: CM0008351

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen CD276/B7-H3 (SWISS: Q5ZPR3-2). Geeignet für Durchflusszytometrie mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für Studien zu Immun-Checkpoints und die Analyse des Tumormikromilieus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human/Mouse CD276/B7-H3 mAb
Bemerkungen/Alias	CD276; 4lg-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; CD276-Antigen
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	80381
GenID	80381
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-245 von menschlichem CD276/B7-H3 enthält (NP_079516.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5ZPR3-2
Proteingewicht	33kDa/52kDa/57kDa
Versand	Eisbeutel