

Kaninchen Anti-Human/Maus Cd276/B7-H3 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q5Zpr3-2

Artikelnummer: CM0008003

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes/murines CD276/B7-H3, ein kostimulatorisches Molekül. Validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt Isoform 2 (Q5ZPR3-2). Geeignet für die Immuncheckpoint-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Maus CD276/B7-H3 mAb
Bemerkungen/Alias	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	80381
Gen-ID	80381
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-245 von humanem CD276/B7-H3 (NP_079516.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q5ZPR3-2
Proteingewicht	33kDa/52kDa/57kDa
Versand	Eisbeutel