

Kaninchen Anti-Human/Maus Cd351/Fcamr Mab - Q8Wwv6

Artikelnummer: CM0008189

Einführung

Hochaffinitäts-monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD351/FCAMR, konjugiert mit . Validiert für die Durchflusszytometrie mit menschlichen und Mausproben. Ideal für die Untersuchung von IgA/IgM-Rezeptor-vermittelten Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human/Maus CD351/FCAMR mAb
Anmerkungen/Alias	CD351; FCA/MR; FKSG87; Fcalpha/muR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	83953
GenID	83953
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die Aminosäuren 17-450 von humanem CD351/FCAMR (Q8WWV6-1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8WWV6
Protein-Gewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel