

Kaninchen Anti-Human/Maus Foxp3 Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intra) - Q9Bzs1

Artikelnummer: CM0010070



Einführung

Kaninchen anti-Human/Maus FOXP3 monoklonaler Antikörper für intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC intra). Kreuzreagiert mit humanem und murinem FOXP3. Geeignet für Treg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Maus FOXP3 mAk
Bemerkungen/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Spezies	Human/Maus
GenID (Human)	50943
GenID	50943
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem/murinem FOXP3 (NP_054728.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9BZS1
Proteingewicht	47 kDa/43 kDa/50 kDa/44 kDa
Versand	Eisbeutel