

Kaninchen Anti-Human/Maus Integrin Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P08648

Artikelnummer: CM0004140



Einführung

-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes/murines Integrin alpha-5 (ITGA5, CD49e), validiert für die Durchflusszytometrie. Fungiert als Fibronectin-Rezeptor, der an der Zelladhäsion beteiligt ist. Geeignet für die IVD-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Maus Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) mAk
Bemerkungen/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3678
Gen-ID	3678
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem/murinem alpha 5 (ITGA5/CD49e)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P08648
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Eisbeutel