

Kaninchen Anti-Human/Maus Pdgfr α /Cd140A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P16234

Artikelnummer: CM0010095



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanen/mauslichen PDGFR α /CD140a, validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung der PDGF-Signalgebung in der Entwicklung, Wundheilung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Maus PDGFR α /CD140a mAk
Bemerkungen/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5156
Gen-ID	5156
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-524 von humanem PDGFR α (NP_006197.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16234
Proteinmasse	24kDa/82kDa/123kDa
Versand	Eisbeutel