

Kaninchen Anti-Human/Mouse/Monkey Foxp3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Bzs1

Artikelnummer: CM0009820



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen FOXP3, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie bei Human, Maus und Cynomolgus. Ideal für die Identifizierung von Tregs und Immunfunktionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Mouse/Monkey FOXP3 mAk
Bemerkungen/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Spezies	Human
GenID	50943
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem FOXP3 (NP_054728.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Cynomolgus
SWISS	Q9BZS1
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel