

Kaninchen Anti-Human/Maus/Affe Foxp3 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - Q9Bzs1

Artikelnummer: CM0010523



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes, murines und Cynomolgus-FOXP3, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für Treg-Forschung und Studien zur Immunhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human/Maus/Affe FOXP3 mAb
Bemerkungen/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Spezies	Human
GeneID (Human)	50943
GeneID	50943
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem FOXP3 entspricht (NP_054728.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Cynomolgus
SWISS	Q9BZS1
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eistüte