


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Kiaa0101-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15004

Artikelnummer: CM0013544



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes KIAA0101 (PAF15), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Anwendungen in der DNA-Reparatur-, Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIAA0101-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	L5, PAF, OEATC, PAF15, OEATC1, p15PAF, NS5ATP9, OEATC-1, p15/PAF, KIAA0101, p15(PAF)
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9768
Gen-ID	9768
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 39-111 des humanen KIAA0101 (NP_055551.1))
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15004
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Kühlakku