


Kaninchen Anti-Megalin/Lrp2 Monoklonaler Antikörper Für If-P Und Fc (Intra) - P98164

Artikelnummer: CM0009403



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Megalin/LRP2 gerichtet ist. Validiert für Immunfluoreszenz an Paraffinschnitten (IF-P) und intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC). Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Endozytose, renalen Reabsorption und Neuroentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Megalin/LRP2 monoklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	LRP2, DBS, GP330, LDL-Receptor-related protein 2
Spezies	Human
GenID (Human)	4036
GenID	4036
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 4446-4655 von humanem Megalin/LRP2 (NP_004516.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P98164
Proteingewicht	521kDa
Versand	Eisbeutel