

Kaninchen Anti-Affe Ige Monoklonaler Antikörper (Mab) - Ige

Artikelnummer: CM0005502

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Javaneraffe IgE, hergestellt unter Verwendung eines rekombinanten Fusionsprotein-Immunogens. Geeignet für Durchflusszytometrie-Anwendungen in diagnostischen und Forschungsumgebungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Affe IgE mAb
Bemerkungen/Alias	IgE; IGHE
Spezies	Javaneraffe
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 99-429 von Affe IgE (EHH62331.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Javaneraffe
Versand	Eisbeutel