

Kaninchen Anti-Maus Cd10 Mak Für Fc - Q61391

Artikelnummer: CM0007975



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD10 (Neprilysin) für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen, in der Maus validiert. Wichtiges Werkzeug für die Neuropeptid- und Herz-Kreislauf-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD10 mAk
Bemerkungen/Alias	Mme
Spezies	Maus
GeneID (Human)	4311
GeneID	17380
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 52-750 von Maus-CD10 (NP_032630.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61391
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel