

Kaninchen Anti-Maus Cd10 (Mme) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q61391

Artikelnummer: CM0004322



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD10 (Neprilysin, Mme). Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Untersuchung des Abbaus von Neuropeptiden und der Expression von Zelloberflächenmarkern in Mausmodellen. - Q61391

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD10 mAb
Anmerkungen/Alias	Mme
Spezies	Maus
GeneID (human)	4311
GeneID	17380
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 52-750 von Maus-CD10 (NP_032630.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61391
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel