

Kaninchen Anti-Maus Cd10 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q61391

Artikelnummer: CM0005220

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD10 (Neprilysin) für die Durchflusszytometrie. Validiert in Mausproben, erkennt er eine 86 kDa große Zelloberflächen-Metalloprotease, die am Abbau von Opioidpeptiden und ANF beteiligt ist. Ideal für die Immunphänotypisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD10 mAk
Bemerkungen/Alias	Mme
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	4311
GenID (Maus)	17380
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 52-750 von Maus CD10 (NP_032630.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61391
Proteinmasse	86 kDa
Versand	Eisbeutel