

Kaninchen Anti-Maus Cd102 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P35330

Artikelnummer: CM0007926



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus CD102 (ICAM-2), konjugiert mit für die Durchflusszytometrie. Erkennt Maus CD102, ein 31 kDa großes Zelladhäsionsmolekül, das an Interaktionen zwischen Leukozyten und Endothelzellen beteiligt ist. Geeignet für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD102 mAk
Bemerkungen/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3384
GenID (Maus)	15896
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-222 von Maus CD102 (NP_034624.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35330
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel