

Kaninchen Anti-Maus Cd102 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P35330

Artikelnummer: CM0006084



Einführung

-konjugierter kaninchener monoklonaler Antikörper, der gegen Maus-CD102 (Icam-2) gerichtet ist, für Durchflusszytometrie (FC). Reagiert mit Maus-Proben; ideal zur Untersuchung von Leukozytenadhäsion, Immunüberwachung und Interaktionen von Endothelzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD102 mAk
Bemerkungen/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3384
GenID	15896
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-222 von Maus-CD102 (NP_034624.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35330
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel