

Kaninchen-Anti-Maus-Cd103-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q60677

Artikelnummer: CM0010016

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD103 (Integrin alpha-E). Für die Durchflusszytometrie validiert und reaktiv gegenüber Maus. Geeignet zur Untersuchung der Lymphozyten-Epithel-Adhäsion. Molekulargewicht ca. 129 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD103-mAb
Bezeichnungen/Aliase	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
Art	Maus
GeneID (Mensch)	3682
GeneID	16407
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 191-385 des Maus-CD103 (NP_032425.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60677
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Kühlakku