

Kaninchen Anti-Maus Cd105/Endoglin Mab Für Fc - Q63961

Artikelnummer: CM0011954

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD105/Endoglin gerichtet ist. Geeignet für Durchflusszytometrie. Ermöglicht die Untersuchung von Angiogenese, TGF-beta/BMP-Signalgebung und Gefäßbiologie. Rekombinantes Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD105/Endoglin mAb
Bemerkungen/Alias	Endo; CD105; S-Endoglin
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	2022
Gen-ID	13805
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q63961
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel