

Kaninchen Anti-Maus Cd105/Endoglin Mab Für Durchflusszytometrie - Q63961

Artikelnummer: CM0011424

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus CD105/Endoglin. Validiert für Durchflusszytometrie, Reaktivität mit Maus. 70 kDa. Geeignet für Forschung zu Angiogenese, Gefäßbiologie und TGF-beta-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD105/Endoglin mAb
Bemerkungen/Alias	Endo; CD105; S-Endoglin
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	2022
Gen-ID (Maus)	13805
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-581 von Maus-CD105 (NP_031958.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q63961
Proteinmasse	70kDa
Versand	Eisbeutel