

Kaninchen Anti-Maus Cd105/Endoglin Mab Für Durchflusszytometrie - Q63961

Artikelnummer: CM0005422

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD105/Endoglin (Q63961). Rekombinantes Immunogen für Spezifität. Ideal für die auf Durchflusszytometrie basierende Angiogenese- und vaskuläre Biologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD105/Endoglin mAb
Bemerkungen/Alias	Endo; CD105; S-Endoglin
Spezies	Maus
GeneID (Human)	2022
GeneID	13805
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-581 von Maus-CD105 (NP_031958.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q63961
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eistasche