

Kaninchen Anti-Maus Cd112/Nectin-2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P32507

Artikelnummer: CM0008884



Einführung

-konjugierter Kaninchen Anti-Maus CD112/Nectin-2 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Zielt auf den T-Zell-Modulator und das Adhäsionsprotein Nectin-2 ab; geeignet für Mausproben in der Forschung zu Immunregulation und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD112/Nectin-2 mAk
Bemerkungen/Aliase	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvr12; nectin-2
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	5819
Gen-ID	19294
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 32-345 von Maus CD112/Nectin-2 (NP_033016.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P32507
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eispackung