

Kaninchen Anti-Maus Cd117/C-Kit Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P05532

Artikelnummer: CM0011525



Einführung

Durchflusszytometrie-validierter, -konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD117/c-Kit (SWISS: P05532). Erkennt Oberflächenrezeptor auf hämatopoetischen und Keimzellen; geeignet für Stammzellforschung und Mastzellanalyse.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Detail
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD117/c-Kit mAb
Bemerkungen/Alias	W, Bs, Fdc, Ssm, SC01, SC05, SOW3, CD117, c-KIT, Tr-kit, Gsfsc01, Gsfsc05, Gsfscow3
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3815
GeneID	16590
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 25-523 von Maus CD117/c-Kit entspricht (NP_001116205.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05532
Proteingewicht	22kDa/108kDa/109kDa
Versand	Eisbeutel