

Kaninchen-Anti-Maus-Cd117/C-Kit-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P05532

Artikelnummer: CM0009637



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-Maus-CD117/c-Kit-Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Reagiert spezifisch mit murinem CD117 und ist ideal für die Forschung an hämatopoetischen Stammzellen, Mastzellen und der Melanogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD117/c-Kit-mAb
Bemerkungen/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	3815
Gen-ID	16590
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-523 des murinen CD117/c-Kit (NP_001116205.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05532
Proteingewicht	22 kDa/108 kDa/109 kDa
Versand	Kühlpack