

Kaninchen Anti-Maus Cd117/C-Kit Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05532

Artikelnummer: CM0005778



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus CD117/c-Kit (SWISS: P05532). Geeignet für Durchflusszytometrie (FC), erkennt den 22/108/109 kDa Rezeptor. Ideal für Stammzell- und Hämatopoese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD117/c-Kit mAk
Bemerkungen/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3815
Gen-ID	16590
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 25-523 von Maus CD117/c-Kit (NP_001116205.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05532
Proteingewicht	22kDa/108kDa/109kDa
Versand	Eisbeutel