

Kaninchen-Anti-Maus Cd119/Ifn-Gamma-Rezeptor 1 Mab - P15261

Artikelnummer: CM0011718

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD119 (IFN-gamma-Rezeptor 1). Geeignet für die Durchflusszytometrie zur Charakterisierung der Interferon-gamma-Signalübertragung in Immunzellen. Spezifisch für Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus CD119/IFN-gamma-Rezeptor 1 mAb
Anmerkungen/Alias	Ifgr; CD119; Ifngr; Nktar; IFN-gammaR
Spezies	Maus
GeneID (human)	3459
GeneID	15979
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-250 des Maus-CD119/IFN-gamma-Rezeptors 1 (NP_034641.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15261
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel